



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808312 Fax. 091.7808394

A TUTTE LE IMPRESE INTERESSATE

Oggetto: Indagine di mercato prot. n. 7113/PR del 13/09/2017 per la fornitura annuale di Set infusionali per le UU.OO. di Chirurgia generale P.O. Cervello e Trapianti midollo osseo. – Chiarimenti e nuova data di scadenza per invio manifestazioni di interesse.

In merito alla indagine di mercato in oggetto, ed a seguito di richiesta di chiarimenti, si comunica quanto segue:

RICHIESTA DI CHIARIMENTI:

➤ LOTTO N. 1:

- 1) Prolunga lunghezza 25 cm: desidereremmo conoscere se la Able Valve è connessa al rubinetto terminale;
- 2) Able Valve: la nostra valvola è bidirezionale ma non rivestita internamente con Sali d'argento;
- 3) Filtro da 0.2 micron: desidereremmo conoscere se tale filtro è collegato a due spezzoni di tubo con terminali LLF e LLM o se ha queste connessioni a bordo filtro, cioè senza tubi di prolungamento;

➤ LOTTO N. 2:

- 1) Connettore a tre vie: in uscita non è precisato che terminale deve avere ed in ingresso non si capisce perché ci debbono essere gli accessi vascolari che sono delle valvole bidirezionali con valvole unidirezionali. Il che annullerebbe la versatilità delle prime.
- 2) Prolunga da 10 cm: cosa intendete per "LUER LOCK falso rotante"? corrisponde alle definizioni LLM o LLM girevole?
- 3) Prolunga da 300 cm spiralata: viene collegata a qualcosa o è imbustata singolarmente?
- 4) Filtro da 0.2 micron: vedi sopra (lotto n. 1). In più non è precisato se deve essere imbustato singolarmente come per il lotto n. 1.
- 5) Coprirampa: il nostro è un sistema di chiusura con velcro, riteniamo che i bottoni non siano vincolanti.

CHIARIMENTI:

➤ LOTTO N. 1:

- 1) La Able Valve non è connessa al rubinetto terminale;

- 2) La valvola da noi richiesta deve essere unidirezionale e deve essere rivestita in sali d'argento perché garantiscono l'abbattimento della carica microbica;
 - 3) Il filtro non è collegato a tubi di prolungamento e come specificato deve essere in nylon Posydyne 66 e imbustato singolarmente.
- LOTTO N. 2:
- 1) Il connettore a tre vie è imbustato singolarmente e deve avere tre valvole unidirezionali perché si utilizza per le infusioni e non per prelievi quindi non ci deve essere ritorno. Si chiama accesso vascolare ma non serve per prelevare è il nome del dispositivo a tre vie.
 - 2) Per prolunga da 10 cm con attacco prossimale luer lock falso rotante si intende attacco LLM ma termosaldato per questo motivo falso rotante perché non si apre.
 - 3) La prolunga 300 cm va collegata alla rampa con 4 rubinetti in quanto il set come specificato nella descrizione è termosaldato e pre assemblato.
 - 4) Il filtro non è collegato a tubi di prolungamento e come specificato è imbustato singolarmente.
 - 5) Il copri rampa può essere sia con bottoni automatici o con adesivo/velcro senza differenza.

Si comunica, inoltre, che la nuova data di scadenza per l'invio delle manifestazioni di interesse è 17/10/2017.

Palermo, 09/10/2017

Il Direttore dell'U.O.C.
Provveditorato
F.to Dott.ssa Antonina Lupo