

MAQUET SERVO-i - VENTILAZIONE NON INVASIVA

Ventilazione non invasiva	
Modalità di ventilazione:	Pressione Controllata NIV (3-250 kg) Pressione Assistita NIV (3-250 kg) CPAP Nasale (0,5-10 kg) NAVA NIV (0,5-250 kg)
Livello massimo di compensazione delle perdite <ul style="list-style-type: none"> • Adulti: • Neonati, NIV: • Neonati, CPAP nasale: 	65 l/min 25 l/min 20 l/min
Rilevazione perdita fuori range:	Automatica
Rilevazione disinserimento:	Automatica
Rilevazione inserimento:	Manuale o automatica tramite flusso continuo
Frequenza di back-up (in PS NIV e NAVA NIV):	Frequenza respiratoria regolabile manualmente. In caso di apnea la frequenza respiratoria viene controllata dal ventilatore.
Allarmi – Range consentiti	
Pressione vie respiratorie (superiore) <ul style="list-style-type: none"> • Adulti: • Neonati: 	16-40 cmH ₂ O 16-40 cmH ₂ O
Volume minuto espirato (limite allarme superiore) <ul style="list-style-type: none"> • Adulti: • Neonati: 	Da 0,5 a 60 l/min (silenziabile) Da 0,01 a 30 l/min (silenziabile)
Volume minuto espirato (limite allarme inferiore) <ul style="list-style-type: none"> • Adulti: • Neonati: 	Da 0,5 a 40 l/min (silenziabile) Da 0,01 a 20 l/min (silenziabile)
Frequenza respiratoria:	1-160 respiri/min (silenziabile)
Pressione espiratoria finale alta:	0-55 cmH ₂ O (silenziabile)
Pressione espiratoria finale bassa:	0-47 cmH ₂ O (silenziabile)
Pressione continua alta:	PEEP impostata+15 cmH ₂ O superati per più di 15 secondi
Concentrazione O ₂ :	Valore impostato ± 5 vol% o ≤ 18 vol%
Erogazione gas:	Al di sotto di 2,0 bar e al di sopra di 6,5 bar
Batteria:	Capacità batteria limitata: 10 min Capacità batteria esaurita: meno di 3 min Tensione batteria bassa
Perdite fuori range in NIV:	Sì. Descrizione disponibile nel manuale operatore.
Tecnico:	Sì. Descrizione disponibile nel manuale operatore.

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello
U.O. di PEDIATRIA
Direttore: Dott. N. CASSATA