



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808384 Fax. 091.7808394

Palermo li 31/10/2016

Prot. 7510/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI THD SPHINKEEPER.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto di dispositivi THD SPHINKEEPER come di seguito specificato, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara:

CARATTERISTICHE TECNICHE

THD SPHINKEEPER bulking agent, impiantabile (non iniettabile) con l'ausilio di uno specifico delivery system che associa all'assoluta mini-invasività l'accuratezza e la precisione del posizionamento mediante manovre estremamente semplici e controllate.

Dispositivo protesico sterile che, posizionato nello spazio intersfinterico, induce un "bulking effect" in grado di ridurre drasticamente il numero degli episodi di incontinenza fecale maggiore e di soiling in maniera persistente nel tempo.

Le protesi realizzate con l'esclusivo bulking agent sono rigide e sottili al momento dell'impianto, ma, entro 24-48 ore dall'impianto, a contatto con liquidi organici (all'interno del canale anale), si espandono diventando di calibro maggiore e soffici. Esse presentano la caratteristica di una "memoria di forma", tale che, quando siano compresse, la loro forma cilindrica possa essere modificata, ma, quando non lo siano più, ritorni la forma cilindrica originaria.

Si prevede l'impianto di 10 protesi per ogni paziente, nello spazio intersfinterico.

Il corretto posizionamento delle protesi è verificabile e controllabile graficamente in qualsiasi momento: le protesi sono iperecogene durante l'impianto e ipoecogene dopo 24-48 ore. Ciò rende possibile seguire e controllare graficamente l'impianto delle protesi così come la loro posizione durante il follow-up.

Una caratteristica dimostrata dal prodotto THD SPHINKEEPER è la stabilità nel tempo della posizione delle protesi nei siti dell'impianto (non si registrano casi di dislocazione né

di migrazione delle protesi). L'impianto viene effettuato in anestesia locale. Le protesi non inducono reazioni allergiche, non sono biodegradabili e non sono cancerogene. Questi aspetti rendono durevoli i loro effetti terapeutici e costituiscono la più grande differenza rispetto a tutti gli altri bulking agents attualmente disponibili.

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 14/11/2016 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

**Il Direttore dell'U.O.C.
Provveditorato
F.to Dott.ssa Antonina Lupo**