



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 10/11/2017

Prot. 9025/pr

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 3 RIUNITI - ORL

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di n. 3 Riuniti, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara **che sarà espletata esclusivamente a mezzo RDO su Mepa.**

**Si evidenzia che la consegna e fatturazione, per esigenze interne a questa AOOR, dovrà avvenire assolutamente entro e non oltre il 31/12/2017.**

**Non saranno ammessi ritardi anche se non imputabili all'Operatore Economico aggiudicatario. In caso di mancata consegna e fatturazione entro il 31/12/2017 l'aggiudicazione dovrà intendersi automaticamente annullata, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte di questa AOOR.**

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

N. 2 Riuniti ORL aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Struttura monoblocco in acciaio con base inox, di circa 50 cm di lunghezza, cassetati in acciaio il tutto trattato con sistema di elettrozincatura che ne garantisca l'inossidabilità nel tempo;
- Misura 75\*55\*97 cm (+/- 5 cm.) circa;
- Smaltatura antimicrobica e antigraffio di facile pulizia;
- Su n. 4 ruote piroettanti;
- N. 3 cassette a chiusura silenziosa;
- N. 1 vassoio in acciaio per il braccio articolato;
- N. 3 contenitori in plastica amovibili per la disinfezione degli endoscopi;
- N. 3 fonte di luce LED 4500K – 750 lumen regolabile;
- N. 1 supporto orientabile in acciaio inossidabile con On/Off automatico a fotocellule del tubo di aspirazione;
- N. 1 ripiano/mensola sopraelevato;
- N. 1 pistola del irrigatore;
- N. 1 schermo di controllo di tutte le funzioni dell'unità (scalda specchietti, irrigatore, fonti di luce) tramite schermo "touch screen";
- Comandi ritardi (per evitare l'attivazione a seguito di un contatto involontario);

- Attivazione delle funzioni confermata con segnale acustico e con colore a variazione cromatica;
- Manometro di controllo della potenza di aspirazione;
- 2 prese elettriche 230V;
- Predisposti per montare monitor da 21 o 24 pollici;
- Con vano per processore telecamera e stroboscopio;
- Colori da concordare;

**ognuno completo di:**

- n. 1 scalda specchietti temporizzato 15 secondi, facile accesso e pratico (localizzato sulla parte superiore del supporto laterale di funzioni al fine di eliminare qualsiasi rischio di scottatura sia per l'operatore che il paziente) e protetto da un termostato di sicurezza;
- n. 1 sistema di **tubi di aspirazione, lavaggio e aria compressa**: distaccabili e in materiale antibatterico 40 lt/min. e lavaggio auricolare autonomo;
- n. 1 supporto riscaldato per ottiche rigide;
- n. 3 supporti per ottiche flessibili;
- n. 1 cestello porta guaine monouso per ottiche flessibili;
- n. 1 supporto per endoscopio in corso di utilizzo;
- n. 1 caschetto luce portatile con batteria;
- n. 1 sgabello per operatore;
- n. 1 poltrona elettrica per paziente;

**N.1 Riunito ORL aventi le seguenti caratteristiche minime:**

- Struttura monoblocco in acciaio con base inox, di circa 50 cm di lunghezza, cassette in acciaio il tutto trattato con sistema di elettrozincatura che ne garantisca l'inossidabilità nel tempo;
- Misura 45\*55\*90 cm (+/- 5 cm);
- Smaltatura antimicrobica e antigraffio di facile pulizia;
- Su n. 4 ruote piroettanti;
- N. 3 cassette a chiusura silenziosa;
- N. 1 vassoio in acciaio per il braccio articolato;
- N. 3 contenitori in plastica amovibili per la disinfezione degli endoscopi;
- N. 3 fonte di luce LED 4500K-750 lumen regolabile;
- N. 1 supporto orientabile in acciaio inossidabile con On/Off automatico a fotocellule del tubo di aspirazione;
- N. 1 ripiano/mensola sopraelevato;
- N. 1 pistola per irrigatore;
- N. 1 schermo di controllo di tutte le funzioni dell'unità (scalda specchietti, irrigatore, fonti di luce) tramite schermo touch screen;
- Comandi ritardati ( per evitare l'attivazione a seguito di un contatto involontario);
- Attivazione delle funzioni confermata con segnale acustico e con colore a variazione cromatica;
- Manometro di controllo della potenza di aspirazione;
- N. 2 prese elettriche 230V;
- Predisposti per montare monitor da 21 o 24 pollici;
- Con vano per processore telecamera e stroboscopio;
- Colori da concordare;

**completo di:**

- N. 1 **Scalda specchietti** temporizzato, di facile accesso e pratico (localizzato sulla parte superiore del supporto laterale di funzioni al fine di eliminare qualsiasi rischio di scottatura sia per l'operatore che il paziente) e protetto da un termostato di sicurezza;
- N. 1 sistema di **tubi di aspirazione, lavaggio e aria compressa**: distaccabili e in materiale antibatterico 40 lt/min. e lavaggio auricolare autonomo;
- N. 1 supporto riscaldato per ottiche rigide;
- N. 3 supporti per ottiche flessibili;
- N. 1 cestello porta guaine monouso per ottiche flessibili;
- N. 1 supporto per endoscopio in corso di utilizzo;

- N. 1 caschetto luce portatile con batteria;
- N. 1 sgabello per operatore;
- N. 1 poltrona elettrica per paziente;

	<b>I superiori riuniti dovranno essere completi del seguente material di consumo</b>	
1	Speculi auricolari monouso dalla mis. diam.2 mm	1 conf.
2	Speculi auricolari monouso dalla mis. diam. 3 mm	1 conf.
3	Speculi auricolari monouso dalla mis. diam. 4 mm	2 conf.
4	Speculi auricolari monouso dalla mis. diam. 5 mm	5 conf.
5	Speculi auricolari monouso dalla mis. diam. 6 mm	5 conf.
6	Speculi auricolari monouso dalla mis. diam. 7 mm	4 conf.
7	Speculi auricolari monouso dalla mis. diam.8 mm	1 conf.
8	Speculi auricolari monouso dalla mis. diam. 9 mm	1 conf.
9	Speculi nasali di Voltolini monouso	10 conf.
10	Aspiratori monouso per chirurgia ed esami otologici, sterili in conf. sing., curvi, completi di connettore codice colore, mis. 1	2 conf.
11	Aspiratori monouso per chirurgia ed esami otologici, sterili in conf. sing., curvi, completi di connettore codice colore, mis. 1,5	10 conf.
12	Aspiratori monouso per chirurgia ed esami otologici, sterili in conf. sing., curvi, completi di connettore codice colore, mis. 2	10 conf.
13	Aspiratori monouso per chirurgia ed esami otologici, sterili in conf. sing., curvi, completi di connettore codice colore, mis. 2,5	5 conf.
14	Aspiratori monouso per chirurgia ed esami otologici, sterili in conf. sing., curvi, completi di connettore codice colore, mis. 3	2 conf.
15	Manici per il controllo dell'aspirazione da usare con i superiori aspiratori otologici	30 conf.
16	Aspiratori monouso per chirurgica ed esami sinusali, sterili in conf. sing. completi di connettore lungh. cm 16 diam. 2 mm codice colore verde	10 conf.
17	Aspiratori monouso per chirurgica ed esami sinusali, sterili in conf. sing. completi di connettore lungh. cm 16 diam. 3 mm codice colore blu	10 conf.
18	Aspiratori monouso per chirurgica ed esami sinusali, sterili in conf. sing. completi di connettore lungh. cm 16 diam. 24 mm codice colore giallo	10 conf.
<b>IMPORTO BASE D'ASTA</b>		

Si prega di indicare:

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello che eventualmente verrà formulato in sede di gara).

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 27/11/2017 a mezzo mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it). e all'indirizzo mail: [m.ditrapani@villasofia.it](mailto:m.ditrapani@villasofia.it).

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare una indagine di mercato.

**Il Responsabile del Settore**  
**Dott.ssa Lupo Antonina**