

PROT. N. 10159/S /PR

PALERMO, 16-09-2019

AVVISO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA ANNUALE DI COLONNE CROMATOGRAFICHE PER LA U.O.C. 90.10.00 C.Q.R.C. (Controllo Qualità e Rischio Chimico).

CHIARIMENTI

QUESITO N. 1:

Colonna Sapiens X5-MS Ultrainerite 95% Polysilphenylene (Arylene) 5% Diphenylpolysiloxane, fase legata e crosslinked ultrainerite Diametro 0,25 Lunghezza 50 Film 0,25.
Si chiede di verificare il formato della lunghezza della colonna (50 mt., in quanto non esiste come prodotto standard.

RISPOSTA N.1:

Si precisa che la lunghezza richiesta è di 60 mt.

QUESITO N. 2:

Colonna Sapiens 624-MS Ultrainerite 94% Dimethyl-6% cyanopropylphenyl polysiloxane, fase legata e crosslinked. Si richiede di fornire le dimensioni della colonna.

RISPOSTA N.2:

Le dimensioni cui riferirsi sono: diametro 0,25 – lunghezza 30 m – Film 1,4 µm.

QUESITO N. 3:

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC Column 20m, 0.18 mm ID, 0.18 µm w/5m Integra Guard (esclusività funzionale). Si chiede di verificare il formato, in quanto la colonna standard è disponibile senza la precolonna da 5 metri integrata.

RISPOSTA N.3:

Le caratteristiche cui riferirsi sono le seguenti: diametro 0,15 mm – Film 0,15 µm. Senza precolonna.

Si precisa, inoltre, che per il Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC Column 20m, 0.18 mm ID, 0.18 µm w/5m Integra Guard (esclusività funzionale) le caratteristiche cui riferirsi sono: diametro 0,15 mm – Film 0,15 µm. Senza precolonna.

QUESITO N. 4:

Synergi Polar Column 2.6 μm 2.1x50mm. Si chiede di verificare il formato, in quanto la colonna standard è disponibile con granulometria 2.5 μm e diametro 2.0.

RISPOSTA N. 4:

Il formato della colonna cui riferirsi è: con granulometria 2.5 μm e diametro 2.0.

QUESITO N. 5:

Kinetex core-shell 1.7 μm 2.1x100mm. Si richiede l'informazione relative alla selettività (C18, C8, ecc.).

RISPOSTA N. 5:

La selettività richiesta è C18.

Si precisa che per Kinetex core-shell 1.3 μm 2.1x50mm la selettività è C18.

QUESITO N. 6:

Sinergy C8 5 μm 4,6X250 nm column. Si richiede l'informazione relativa alla selettività (Hydro, Polar ecc).

RISPOSTA N. 6:

La selettività richiesta è POLAR.

QUESITO N. 7:

IonPac AG7-RFIC GUARD Column (2 x 50 mm) Dionex-Thermo. Si richiede di verificare l'informazione relative alla selettività AG7. Il prodotto standard è AS7.

RISPOSTA N. 7:

Si confermano le caratteristiche richieste della precolonna per la colonna AS7.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



(Dott. Aldo Albano)